

SEQUENZA
Manovra

Descrizione della tecnica

SICUREZZA

Valuta la sicurezza della scena per te, la vittima e ogni astante/testimone

(Quando è disponibile il DAE)

QUANDO IL
DAE ARRIVA

Accendi il DAE e
applica le
piastre da
defibrillazione

Segui i comandi
vocali/visivi



Appena è disponibile il DAE:

Accendi il DAE e attacca le piastre sul torace nudo della vittima.

Se è presente più di un soccorritore, la RCP dovrebbe essere continuata mentre le piastre vengono posizionate sul torace.

ATTENZIONE!

Assicurati che nessuno tocchi la vittima mentre il DAE analizza il ritmo.



Se lo shock è
indicato,
**EROGA LO
SHOCK**

Assicurati che nessuno tocchi la vittima.

Premi il bottone dello shock come indicato (i DAE completamente automatici erogheranno lo shock automaticamente).

Ricomincia immediatamente la RCP 30:2.

Continua seguendo i comandi vocali/visivi.



ALGORITMO SEQUENZA RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE CON USO DEFIBRILLATORE ESTERNO SEMIAUTOMATICO (DAE)

Se lo shock non
è indicato
continua la RCP



Ricomincia immediatamente la RCP. Continua
seguendo i comandi vocali/visivi.

Fonte:

"Linee guida European Resuscitation Council per la Rianimazione 2015;
Sezione 2: Supporto vitale di base per adulti e utilizzo di defibrillatori automatici esterni"
<http://www.ircouncil.it/per-sanitari/linee-guida-erc-2015/>

Per approfondimenti: www.ircouncil.it